



EMS⁺

Swiss DolorClast® SYSTEM RADIAL

扩散型压力波



“Get your PATIENTS going!”

拡散型圧力波は新しいステージへ

内蔵型
デュアルコンプレッサー搭載

ハンドピース側でも
刺激強度 (Bar) 調節可能

総エネルギー量 (EFD) を可視化

3種のプリセットプロトコル値と
ユーザーカスタマイズ機能搭載

3つの施術モードを搭載

- 刺激強度 (Bar) : 1 ~ 4 bar (0.1 Bar刻み)
- 周波数 (Hz) : 1 ~ 25 Hz (1 Hz刻み)
- インパルス : 500 ~ 5,000 インパルス
(500 インパルス単位)




EMS⁺
FROM THE VALLEY TO THE TOP



SWISS DOLORCLAST[®] ACADEMY


04 リハビリテーション

ストレッチなどの運動療法を行います



03 施術

SWISS DOLORCLAST SYSTEM RADIAL
 拡散型圧力波で施術を行います



01 評価/アセスメント

患者様の状態を確認します




02 患者様への説明

拡散型圧力波治療の説明を行います



E.M.S. Electro Medical Systems S.A. は、1981年に設立されたスイスに本社を置く医療機器メーカーです。製品の開発、製造、検査はスイスで行われ、世界各国へ出荷されています。1997年に衝撃波生成技術の特許を取得し、その技術を医療へ発展させました。1999年には筋骨格系へのアプローチとしてSwiss DolorClast[®]メソッドを確立し、多様なソリューションにより体外衝撃波治療 (ESWT) のパートナーに選ばれ、現在では世界各国で1万2千台を超える納入実績と約年間50万人の患者様に250万回を超える治療が行われています。

SWISS DOLORCLAST[®] ACADEMYは、SWISS DOLORCLASTグローバルリサーチと教育のためのプラットフォームです。最新の臨床情報、学術論文、実践方法などウェビナーやワークショップを通じて提供し、より良い臨床体験をサポートしております。



DISCOVER YOUR BENEFITS!



50 COUNTRIES

10⁺ YEARS OF SDCA

100⁺ TRAINERS

10000 COURSES

100000 PARTICIPANTS

【基本セット】

FT-250JP-A SWISS DOLORCLAST SYSTEM RADIAL セット
(セット内訳)

FT-250JP DOLORCLAST RADIAL コンソール

FR-326 ハンドピースホルダー

FR-347 マグネティックコードホルダー

FR-334 40mm アプリケーターキット

EL-1033 Oリングメンテナンスキット

DV-155 EMS コンタクトジェル 2本

EL-695 BLUE ハンドピース
(15mm アプリケーター付き)

FR-332 ピストン メンテナンスキット

CD-152 電源コード 10A 6m

刺激強度 1.0 ~4.0 bar (0.1bar刻み)
刺激頻度 1~25 Hz (1Hz刻み)
インパルス 500~5,000 インパルス (500インパルス単位で設定)



*専用カートはオプション

JMDN コード 34489000 特定保守管理医療機器

医療機器承認番号:30500BZ100038000

一般的名称:振動ヘッド付空気圧式マッサージ器 販売名:SWISS DOLORCLAST システム ラディアル

	DOLORCLAST®RADIAL コンソール	BLUE ハンドピース	専用カート (オプション)
重量	14.5kg	0.85kg	18kg
寸法 (H x W x D)	34 x 18 x 45 (cm)	全長25cm、高さ11.3cm ケーブル長約2.5m	54 x 91 x 46 (cm)
定格電圧	AC100 - 240V	—	—
電源周波数	50 - 60 Hz	—	—
電源入力	500VA	—	—
電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器	—	—
電撃に対する保護の程度	BF 形装着部	—	—

【交換用部品／消耗品】



EL-695
BLUE ハンドピースキット
(15mm アプリケーター付き)



FR-332
ピストン
メンテナンスキット



DV-155
EMS コンタクトジェル
(12本入り)



DP-1097
DCR
ハードスーツケース



DW-055
DCR 専用カート



EL-1033
Oリング メンテナンスキット

販売業者：株式会社 **Aimedic MMT**

〒108-0075

東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス TEL:03-5715-5211/FAX:03-5715-5265

URL: <https://www.aimedicmmt.co.jp/>

選任製造販売業者：株式会社ICST

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー

外国特例承認取得者／外国製造業者：E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A. (スイス)



製品WEBページ